


IOI 管理ソフト


操作説明書



第 4 版

IOL管理ソフトのセットアップ

1.ライセンスキー取得




起動するとライセンスキーの入力画面が表示されるので事前に伝えられたライセンスキーを入力します。この際インターネットに接続しておかないと認証が出来ません。

2.初期設定

①IOL 管理データを保存する場所を指定します。複数の端末で閲覧する場合は NAS を設置しその中に専用フォルダを作成する方法をお勧めします。そしてそのフォルダを指定して下さい。ただし、バーコードリーダーによる管理編集は特定の編集用端末を 1 台決めてその端末でのみ行って下さい。複数台端末による同時編集には対応しておりません。複数台の端末で行うとファイルが破損し整合性の欠落およびデータ破損の恐れがありますので決して行わ

ないで下さい。(通常複数台の同時アクセスにはサーバーとソフト設計が必要となり運用ハードルが上がりますので現時点では対応しておりません)



初期設定

初期設定を行って下さい。 初期化

IOL管理データを保存(または新規作成)するフォルダを指定して下さい

貴医療機関名
Idekita Eye Clinic


貴医療機関のロゴファイルを指定して下さい ☐ ロゴ表示 不要・無し

IOL発注元(コンタクト法人または施設名) IOL発注担当者名

手術日 ☐ 日 ☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

ライセンス有効期限: 2018/10/13 Ver.1.0.0.32 設定

②医療機関のロゴマークを指定します。50pixel×50pixel程度のjpg、gif、png、bmpファイルが指定できます。不要な場合は「ロゴ表示 不要・無し」にチェックを入れて下さい。



初期設定

初期設定を行って下さい。 初期化

IOL管理データを保存(または新規作成)するフォルダを指定して下さい
¥在庫管理

貴医療機関名
Idekita Eye Clinic

貴医療機関のロゴファイルを指定して下さい ☐ ロゴ表示 不要・無し
¥logo.png

IOL発注元(コンタクト法人または施設名) IOL発注担当者名


手術日 ☐ 日 ☐ 月 ☒ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

ライセンス有効期限: 2018/10/13 Ver.1.0.0.32 設定

③設定ボタンを押して設定完了。設定ボタンを押さないと保存されませんので、入力を促すように再起動時に何回も再表示されます。

3.使用 IOL の登録

メニューから IOL マスタを選択すると IOL 登録画面に切り替わります



IOLマスタ

IOL仕入先設定

追加購入

BK在庫Min(D) +15.0 BK在庫Max(D) +26.0 BK製造Min +10.0 BK製造Max +30.0

IOLメーカー IOL型番 仕入先 購入数 バックアップIOL BK補正值 備考 更新 追加 削除 脆弱弱時IOL 補正值 製造パワー

AMO ZCB00V リイツメディカル 1039 ZA9003 -0.5 SN60WF 0 6 ~ 30

No	IOLメーカー	IOL型番	仕入先	購入数	バックアップ(BK)	BK補正	在庫Min	在庫Max	BKMin	BKMax	脆弱弱時BK	補正值	Min	Max	備考
1	AMO	ZCB00V	リイツメディカル	1039	ZA9003	-0.5	+15.0	+26.0	+10.0	+30.0	SN60WF	0	6	30	
2	ALCON	SN60WF	リイツメディカル	200	ZA9003	-0.5	+15.0	+26.0	+10.0	+30.0			6	30	

IOL登録の上限は28種類です

設定完了

ここで施設固有の IOL を登録します。IOL メーカー→IOL 型番→仕入先→購入数を入力し追加ボタンを押して一覧表に追加されます。初期導入時は現在の在庫数を入力して下さい。一旦登録後に追加購入の際には上の購入数の上

のテキストボックスに追加購入した数を入力し追加購入ボタンを押して下さい。削除の際は削除ボタンを押して下さい。

ここで入力した順番で一覧表の在庫数が表示されますので、順番は▲▼ボタンで表示したい順番に入れ替えて下さい。登録・順番が決まったら設定完了ボタンを押して下さい。これを押さないと保存されません。

The screenshot shows the 'IOLマスタ' (IOL Master) software window. At the top, there are dropdown menus for 'IOLメーカー' (IOL Manufacturer) set to 'SANTEN', 'IOL型番' (IOL Model Number) set to 'X-70', and '仕入先' (Supplier) set to 'リッツメディカル'. Below these are input fields for '購入数' (Purchase Quantity) set to '100', 'バックアップIOL' (Backup IOL) set to 'ZA9003', and 'BK補正值' (BK Correction Value) set to '-0.5'. There are also buttons for '追加購入' (Add Purchase), '更新' (Update), '追加' (Add), and '削除' (Delete). A table with 14 columns is displayed, showing IOL data for various manufacturers. The table has a header row and several data rows. The last row in the table is highlighted in blue. At the bottom right of the window, there is a button labeled '設定完了' (Settings Complete), which is circled in red. Below the table, there is a large grey area and a note that says 'IOL登録の上限は28種類です' (The limit for IOL registration is 28 types).

No	IOLメーカー	IOL型番	仕入先	購入数	バックアップ(BK)	BK補正值	在Min	在Max	BKMin	BKMax	脆弱時BK	補正值	Min	Max	備考
1	AMO	ZOB00V	リッツメディカル	1039	ZA9003	-0.5	+15.0	+26.0	+10.0	+30.0	SN60WF	0	6	30	
2	ALCON	SN60WF	リッツメディカル	200	ZA9003	-0.5	+15.0	+26.0	+10.0	+30.0	SN60WF	0	6	30	
3	HOYA	255	リッツメディカル	100											
4	KOWA	YP2.2	リッツメディカル	100											
5	NIDEK	SZ-1	リッツメディカル	100									11	30	
6	SANTEN	X-70	リッツメディカル	100									10	27	

IOL 登録が済んだら使用可能です。

マウスでシリアル番号の横のテキストボックスをクリックしバーコード入力可能になります。

The screenshot shows the 'IOL管理' (IOL Management) software window. At the top, there is a date field showing '2017年06月06日(火)' (Tuesday, June 6, 2017). Below the date, there are two input fields. The first field is labeled 'シリアル' (Serial) and is circled in red. The second field is labeled '型番' (Model Number). Below these fields, there is a button labeled '期限' (Expiration Date). At the bottom of the window, there is a row of buttons: '戻る' (Back), 'キャンセル' (Cancel), '印刷' (Print), 'シリアル' (Serial), '印刷' (Print), and '印刷' (Print).

IOL 登録手順

1. IOL バーコードスキャン(箱の裏面の 01 で始まる EAN コードを読み取る)


バーコードが長いのでリーダーから、はみ出さないように全部を完全に覆う

(リーダーから、はみ出るとデータが欠損し未対応 IOL となりエラーが出る)



AMO

ALCON




IOL 使用処理手順

1. IOL バーコードスキャン




手術で IOL を使用した場合は IOL シール・箱上部・EAN バーコードのいずれかをスキャンし、確認画面で「はい」を選択します。




2. 患者 ID バーコードスキャン

続いて患者バーコード(NAVIS の患者受付表(A5)の右上等)をスキャン





3. 術側バーコードスキャン

最後に下記の術側バーコードをスキャンすると使用済になり在庫一覧に表示されなくなります。




術側バーコード



IOL 返品処理手順

1. IOL バーコードスキャン(IOL 箱上部バーコードをスキャン)

パワー交換等で交換返品をする IOL を入力する場合は IOL シール・箱上部・EAN バーコードのいずれかをスキャンすると次の画面が出るので「いいえ」を選択すると返品扱いになり在庫一覧に表示されなくなります。



登録は滅菌期限を正確に取得するため必ず 01 で始まる長いバーコードで行って下さい。

IOL 在庫チェック法

使用予定の IOL の在庫があるか確認する場合は右側の一覧表の在庫数で確認するか、パワーの横のテキストボックスをクリックしマウスで数字をクリックし確定ボタンを押すか、直接キーボードで数字を入力し、キーボードのエンターキーで確定するすると、そのパワーの IOL のみ一覧表示されます。この方法では IOL は全種類表示されます。

21.

5

0 BS

C 確定

06.0~30.0までの数値で
小数点1桁まで入力して下さい。

2018年09月04日(火)

シリアル 12551611011 型番 SN60WF パワー 21.5

期限 2022/06/30 登録日 2018/02/01

メニュー

☐ ALL

No	メーカー	型番	シリアル	パワー	使用期限	備考
75	ALCON	SN60WF	12551611011	21.5	2022/06/30	
82	AMO	ZCB00V	4684571708	21.5	2022/08/31	
81	AMO	ZCB00V	7117921708	21.5	2022/08/31	
80	AMO	ZCB00V	7117971708	21.5	2022/08/31	
72	AMO	ZCB00V	3252681708	21.5	2022/08/31	
73	AMO	ZCB00V	4684491708	21.5	2022/08/31	
74	AMO	ZCB00V	3312021708	21.5	2022/08/31	
76	AMO	ZCB00V	7117911708	21.5	2022/08/31	
79	AMO	ZCB00V	3251881708	21.5	2022/08/31	
78	AMO	ZCB00V	3312041708	21.5	2022/08/31	
77	ALCON	SN60WF	12581841016	21.5	2022/10/31	

特定型番の IOL のみを表示する場合は右側の一覧表の IOL の型番をクリックし太文字表示にすると、表示フィルターが掛かりその型番の IOL のみが一覧表示されます

2018年09月04日(火) ZCB00V ONLY

シリアル 型番 パワー

期限

メニュー

☐ ALL

No	メーカー	型番	シリアル	パワー	使用期限	備考
1	AMO	ZCB00V	3595991706	15.5	2022/06/30	
2	AMO	ZCB00V	3596461706	15.5	2022/06/30	
4	AMO	ZCB00V	6854961706	16.0	2022/06/30	
5	AMO	ZCB00V	5543751706	16.5	2022/06/30	

Idekita Eye Clinic
Composed by Tomo@IEC

☐ ALL **ZCB00V** SN60WF 89

パワー	残	済	残	済	%	予測
10.0		5			00.5	0
10.5		3			00.3	0
11.0					00.0	0
11.5		8			00.8	1
12.0		3		1	00.3	0
12.5		3			00.3	0
13.0		13			01.4	1
13.5		6			00.6	1
14.0		6		1	00.6	1

さらに目的とするパワーの列をクリックするとそのパワーの IOL のみが絞り込

み表示されます

2018年09月04日(火) ZCB00V ONLY

シリアル 3251881708 型番 ZCB00V パワー 21.5

期限 2022/08/31 登録日 2017/11/30

メニュー
☐ ALL

No	メーカー	型番	シリアル	パワー	使用期限	備考
79	AMO	ZCB00V	3251881708	21.5	2022/08/31	
72	AMO	ZCB00V	3252681708	21.5	2022/08/31	
73	AMO	ZCB00V	4684491708	21.5	2022/08/31	
74	AMO	ZCB00V	3312021708	21.5	2022/08/31	
76	AMO	ZCB00V	7117911708	21.5	2022/08/31	
81	AMO	ZCB00V	7117921708	21.5	2022/08/31	
78	AMO	ZCB00V	3312041708	21.5	2022/08/31	
80	AMO	ZCB00V	7117971708	21.5	2022/08/31	
82	AMO	ZCB00V	4684571708	21.5	2022/08/31	

Idekita Eye Clinic
Composed by Tomo@IEC

☐ ALL ☒ ZCB00V ☒ SN60WF 89

パワー	残	済	残	済	%	予測
10.0		5			00.5	0
10.5		3			00.3	0
11.0					00.0	0
11.5		8			00.8	1
12.0		3		1	00.3	0
12.5		3			00.3	0
13.0		13			01.4	1
13.5		6			00.6	1
14.0		6		1	00.6	1
14.5		10		2	01.1	1
15.0		12			01.3	1
15.5	2	11			01.2	1
16.0	1	11	1	1	01.2	1
16.5	2	13	2	1	01.4	1
17.0	3	16	2	1	01.7	2
17.5	1	20	2	2	02.1	2
18.0	3	19	2	3	02.0	2
18.5	4	34	2	5	03.6	3
19.0	4	31	2	2	03.3	3
19.5	7	56	4	8	05.9	5
20.0	1	66	3	9	06.9	6
20.5	7	76	6	12	08.0	7
21.0	1	10	3	13	08.3	8
21.5	9	91	2	17	09.6	11

絞り込み表示をやめるにはソフト上の何も無い隙間スペースをどこでも良いのでクリックすると初期表示に戻ります

こういう何も無いグレーの隙間

2018年09月04日(火)

シリアル 型番 パワー

期限

メニュー
☐ ALL

No	メーカー	型番	シリアル	パワー	使用期限	備考
1	AMO	ZCB00V	3595991706	15.5	2022/06/30	
2	AMO	ZCB00V	3596461706	15.5	2022/06/30	
3	ALCON	SN60WF	12576304008	16.0	2022/09/30	
4	AMO	ZCB00V	6854961706	16.0	2022/06/30	
5	AMO	ZCB00V	5543751706	16.5	2022/06/30	
6	ALCON	SN60WF	12479363061	16.5	2021/07/31	
7	AMO	ZCB00V	5269491509	16.5	2020/09/26	
8	ALCON	SN60WF	12581772032	16.5	2022/10/31	
9	ALCON	SN60WF	12462680022	17.0	2021/05/31	
10	AMO	ZCB00V	6690811706	17.0	2022/06/30	
11	AMO	ZCB00V	5220311706	17.0	2022/06/21	

Idekita Eye Clinic
Composed by Tomo@IEC

☐ ALL ☒ ZCB00V ☒ SN60WF 100

パワー	残	済	残	済	%	予測
10.0		5			00.5	1
10.5		3			00.3	0
11.0					00.0	0
11.5		8			00.7	1
12.0		3		1	00.4	0
12.5		3			00.3	0
13.0		13			01.2	1
13.5		6			00.5	1
14.0		6		1	00.6	1
14.5		10		2	01.1	1
15.0		12			01.1	1
15.5	2	11			01.0	1
16.0	1	11	1	1	01.1	1
16.5	2	13	2	1	01.3	1
17.0	3	16	2	1	01.6	2
17.5	1	20	2	2	02.0	2

IOL 使用歴・返品歴の表示

ALL にチェックを入れると使用済や返品済の IOL も全で一覧表示されます。

2018年09月04日(火)

シリアル 型番 パワー

期限

☒ ALL

No	メーカー	型番	シリアル	パワー	使用期限	登録日	仕入先	使用日	患者ID	術側	返品日	備考
0	ALCON	SN60WF	12537049045	19.0	2022/03/31	2018/02/01	リッツメディカル	2018/08/28	00031057	R		
0	AMO	ZCB00V	3252571708	21.5	2022/08/31	2017/11/30	リッツメディカル	2018/08/28	00031952	R		
0	AMO	ZCB00V	2618661612	18.0	2021/12/31	2017/11/30	リッツメディカル	2018/08/28	00008592	R		
0	AMO	ZCB00V	4012071505	23.0	2020/05/31	2017/11/30	リッツメディカル	2018/08/28	00031110	L		
0	AMO	ZCB00V	2291151802	24.5	2023/02/28	2018/04/27	リッツメディカル	2018/08/28	00024131	L		
0	ALCON	SN60WF	12599855048	18.5	2023/02/28	2018/07/27	リッツメディカル	2018/08/28	00002053	L		
0	AMO	ZCB00V	4352881708	22.0	2022/08/31	2017/11/30	リッツメディカル	2018/08/21	00031952	L		
0	ALCON	SN60WF	12526319010	18.5	2022/02/28	2018/02/01	リッツメディカル	2018/08/21	00002053	R		
0	AMO	ZCB00V	4353011708	22.0	2022/08/31	2017/11/30	リッツメディカル	2018/08/21	00031110	R		
0	AMO	ZCB00V	6441101706	17.5	2022/06/28	2017/11/10	リッツメディカル	2018/08/21	00008592	L		

パワー	残	済	残	済	%	予測
10.0		5			00.5	1
10.5		3			00.3	0
11.0					00.0	0
11.5		8			00.7	1
12.0		3		1	00.4	0
12.5		3			00.3	0
13.0		13			01.2	1
13.5		6			00.5	1
14.0		6		1	00.6	1
14.5		10		2	01.1	1
15.0		12			01.1	1
15.5	2	11			01.0	1
16.0	1	11	1	1	01.1	1
16.5	2	13	2	1	01.3	1
17.0	3	16	2	1	01.6	2
17.5	1	20	2	2	02.0	2
18.0	3	19	2	3	02.0	2

ここでも右側の一覧表で IOL 型番とパワーを指定して絞り込みが可能です。また、目的の IOL をクリックすることで使用済 IOL は使用日・使用患者 ID・術側を、返品済 IOL では返品日を確認可能です。

2018年09月04日(火) ZCB00V ONLY

シリアル 型番 パワー 術側

期限 使用日 患者ID

☒ ALL

No	メーカー	型番	シリアル	パワー	使用期限	登録日	仕入先	使用日	患者ID	術側	返品日	備考
0	AMO	ZCB00V	4821461308	16.5	2018/08/28	2015/07/17	リッツメディカル	2015/09/15	00021926	R		
0	AMO	ZCB00V	7199791309	16.5	2018/09/28	2015/01/16	リッツメディカル	2015/02/03	00012385	L		
0	AMO	ZCB00V	7762131401	16.5	2019/01/28	2015/09/19	リッツメディカル	2015/10/13	00023910	L		
0	AMO	ZCB00V	7761361401	16.5	2019/01/28	2015/05/22	リッツメディカル				2015/06/19	
0	AMO	ZCB00V	7576651401	16.5	2019/01/28	2015/01/16	リッツメディカル	2015/05/19	00020950	L		
0	AMO	ZCB00V	4087661404	16.5	2019/04/28	2015/07/01	リッツメディカル	2015/07/07	00022967	R		
0	AMO	ZCB00V	4087681404	16.5	2019/04/28	2015/07/01	リッツメディカル	2015/07/21	00020799	R		
0	AMO	ZCB00V	4253581411	16.5	2019/10/04	2015/11/27	リッツメディカル	2015/12/01	00019749	L		
0	AMO	ZCB00V	2623471411	16.5	2019/11/06	2015/10/23	リッツメディカル	2016/02/09	00024759	L		
0	AMO	ZCB00V	2340311412	16.5	2019/11/30	2015/01/16	リッツメディカル				2015/04/17	
0	AMO	ZCB00V	2340131412	16.5	2019/11/30	2015/01/16	リッツメディカル	2015/10/20	00023949	L		

パワー	残	済	残	済	%	予測
10.0		5			00.5	0
10.5		3			00.3	0
11.0					00.0	0
11.5		8			00.8	1
12.0		3		1	00.3	0
12.5		3			00.3	0
13.0		13			01.4	1
13.5		6			00.6	1
14.0		6		1	00.6	1
14.5		10		2	01.1	1
15.0		12			01.3	1
15.5	2	11			01.2	1
16.0	1	11	1	1	01.2	1
16.5	2	13	2	1	01.4	1
17.0	3	16	2	1	01.7	2
17.5	1	20	2	2	02.1	2
18.0	3	19	2	3	02.0	2

IOL 在庫数・使用済数の詳細表示

右側の一覧表の ALL をチェックすると一覧に表示しきれないパワーも表示されます。また、特定の IOL の絞り込み表示の際に右端の数字の背景色が今後の使用予測に基づき足りていれば青に、不足すると予想される場合には赤に表示され、その度合いにより色の濃淡が変化します。IOL 交換の際の参考になります。

ALL	ZCB00V		SN60WF			84
ノ	残	済	残	済	%	予測
6.0					00.0	0
6.5					00.0	0
7.0		2			00.2	0
7.5		3			00.3	0
8.0					00.0	0
8.5		2			00.2	0
9.0		2			00.2	0
9.5		2			00.2	0
10.0		5			00.5	0
10.5		3			00.3	0
11.0					00.0	0
11.5		8			00.7	1
12.0		3		1	00.4	0
12.5		3			00.3	0
13.0		13			01.2	1
13.5		6			00.5	0
14.0		6		1	00.6	1
14.5		10		2	01.1	1
15.0		12			01.1	1
15.5	2	11			01.0	1
16.0	1	11	1	1	01.1	1
16.5	2	13	2	1	01.3	1
17.0	3	16	2	1	01.5	1
17.5	1	20	2	2	02.0	2
18.0	2	20	2	3	02.1	2
18.5	4	34	2	5	03.5	3
19.0	4	31	2	2	03.0	3
19.5	7	56	4	8	05.8	5
20.0	1	66	3	9	06.8	6
20.5	7	76	6	12	08.0	7
21.0	7	79	2	15	08.5	7
21.5	6	94	2	17	10.1	8
22.0	3	80	4	10	08.2	7
22.5	9	74	3	12	07.8	7
23.0	5	38	2	11	04.5	4
23.5	7	47	3	7	04.9	4
24.0	5	35	2	9	04.0	3
24.5	1	16	3	7	02.1	2
25.0	3	14	3	2	01.5	1
25.5	1	14	3	2	01.5	1
26.0	3	13	2	1	01.3	1
26.5				1	00.1	0
27.0		5		3	00.7	1
27.5		6			00.5	0


ALL にチェックを入れると通常表示されない
パワーの IOL も表示される

□ ALL	ZCB00V		SN60WF		84	
パワー	残	済	残	済	%	予測
10.0		5			00.5	0
10.5		3			00.3	0
11.0					00.0	0
11.5		8			00.8	1
12.0		3		1	00.3	0
12.5		3			00.3	0
13.0		13			01.4	1
13.5		6			00.6	1
14.0		6		1	00.6	1
14.5		10		2	01.0	1
15.0		12			01.3	1
15.5	2	11			01.2	1
16.0	1	11	1	1	01.2	1
16.5	2	13	2	1	01.4	1
17.0	3	16	2	1	01.7	1
17.5	1	20	2	2	02.1	2
18.0	2	20	2	3	02.1	2
18.5	4	34	2	5	03.6	3
19.0	4	31	2	2	03.2	3
19.5	7	56	4	8	05.9	5
20.0	1	66	3	9	06.9	6
20.5	7	76	6	12	08.0	7
21.0	7	79	2	15	08.3	8
21.5	6	94	2	17	09.8	9
22.0	3	80	4	10	08.4	8
22.5	9	74	3	12	07.7	6
23.0	5	38	2	11	04.0	3
23.5	7	47	3	7	04.9	4
24.0	5	35	2	9	03.7	3
24.5	1	16	3	7	01.7	1
25.0	3	14	3	2	01.5	1
25.5	1	14	3	2	01.5	1
26.0	3	13	2	1	01.4	1
26.5				1	00.0	0
27.0		5		3	00.5	0
27.5		6			00.6	1
28.0		2			00.2	0
28.5		2			00.2	0
29.0					00.0	0
29.5		1			00.1	0
30.0		1			00.1	0
他		11			01.2	1
合計	84	955	55	145	139	84
総計	1039	0	200	0	1239	0
	ZCB00V		SN60WF			

在庫が過剰と予測される場合は背景が青に、不足が予想される場合は赤になる

手術予定入力

メニューから手術入力を選択します。



手術入力画面に切り替わります。新規ボタンをクリックします

A screenshot of a software window titled '手術予定一覧' (Surgery Schedule List). The window contains a calendar for September 2018, with the date '2018/09/04' selected. Below the calendar, there are checkboxes for '限定' (Limit) and '全表示' (Full Display). A red circle highlights the '新規' (New) button. To the right of the '新規' button are buttons for '保存' (Save), '削除' (Delete), and 'キャンセル/取消' (Cancel/Cancel). Below these buttons are input fields for '手術日' (Surgery Date), 'ID', '氏名' (Name), '術側' (Side), 'IOL', and 'Diopter'. A '保存' (Save) button is located at the bottom left. On the right side of the window, there is a table with columns: '手術日', 'ID', '氏名', '術側', 'IOL', and '度数' (Degree). The table is currently empty.

日付をクリックして選択します。月を変えるときはマウスのスクロールホイールを使用するとスムーズに変更出来ます。日付をクリックすると日付が確定さ

A screenshot of the date selection interface. The '手術日' (Surgery Date) field is set to '2018/09/18'. Below it, a calendar for September 2018 is displayed, with the date '18' highlighted. The calendar also shows the current date as '2018/09/04'.

れますので、ID、氏名、術側、IOL、パワーを順番に選択します。症例数分この動作を繰り返します。

手術日	ID	氏名	術側	IOL	度数
1 2018/09/10	00000001	AA AA	L	ZCB00V	18.5
2 2018/09/11	00000002	BB BB	R	ZA9003	26.5
3 2018/09/11	00000003	CC CC	L	SN60WF	20.0
4 2018/09/11	00000004	DD DD	R	ZCB00V	5.0
5 2018/09/11	00000005	EE EE	R	SN60WF	21.5
6 2018/09/11	00000006	FF FF	R	ZCB00V	22.0
7 2018/09/11	00000007	GG GG	R	ZCB00V	22.5
8 2018/09/11	00000008	HH HH	L	SN60WF	24.0
9 2018/09/11	00000009	II II	L	SN60WF	14.0
10 2018/09/11	00000010	JJ JJ	R	ZCB00V	17.0
11 2018/09/11	00000011	KK KK	L	ZCB00V	27.0
12 2018/09/11	00000012	LL LL	L	ZCB00V	20.5
13 2018/09/11	00000013	MM MM	R	SN60WF	14.0
14 2018/09/11	00000020	NN NN	R	ZCB00V	20.0
15 2018/09/11	00000021	OO OO	L	SN60WF	13.0
16 2018/09/11	00000022	PP PP	R	ZCB00V	20.0
17 2018/09/11	00000023	QQ QQ	L	SN60WF	18.5
18 2018/09/11	00000024	RR RR	R	ZCB00V	23.5
19 2018/09/11	00000025	SS SS	R	SN60WF	26.0
20 2018/09/11	00000026	TT TT	L	ZCB00V	13.5
21 2018/09/13	00000027	UU UU	L	SN60WF	15.5
22 2018/09/14	00000028	VV VV	R	ZCB00V	27.0
23 2018/09/15	00000029	WW WW	R	ZCB00V	28.0

順番の入れ替えは、対象の症例を選んで




上下ボタンで行って下さい。全て入力が済んだら保存ボタンを押して保存して下さい。

手術日	ID	氏名	術側	IOL	度数
1 2018/09/10	00000001	AA AA	L	ZCB00V	18.5
2 2018/09/11	00000002	BB BB	R	ZA9003	26.5
3 2018/09/11	00000003	CC CC	L	SN60WF	20.0
4 2018/09/11	00000004	DD DD	R	ZCB00V	5.0
5 2018/09/11	00000005	EE EE	R	SN60WF	21.5
6 2018/09/11	00000006	FF FF	R	ZCB00V	22.0
7 2018/09/11	00000007	GG GG	R	ZCB00V	22.5
8 2018/09/11	00000008	HH HH	L	SN60WF	24.0
9 2018/09/11	00000009	II II	L	SN60WF	14.0
10 2018/09/11	00000010	JJ JJ	R	ZCB00V	17.0
11 2018/09/11	00000011	KK KK	L	ZCB00V	27.0
12 2018/09/11	00000012	LL LL	L	ZCB00V	20.5
13 2018/09/11	00000013	MM MM	R	SN60WF	14.0
14 2018/09/11	00000020	NN NN	R	ZCB00V	20.0
15 2018/09/11	00000021	OO OO	L	SN60WF	13.0
16 2018/09/11	00000022	PP PP	R	ZCB00V	20.0
17 2018/09/11	00000023	QQ QQ	L	SN60WF	18.5
18 2018/09/11	00000024	RR RR	R	ZCB00V	23.5
19 2018/09/11	00000025	SS SS	R	SN60WF	26.0
20 2018/09/11	00000026	TT TT	L	ZCB00V	13.5
21 2018/09/13	00000027	UU UU	L	SN60WF	15.5
22 2018/09/14	00000028	VV VV	R	ZCB00V	27.0
23 2018/09/15	00000029	WW WW	R	ZCB00V	28.0

IOL 注文書印刷

手術入力が出来ていれば次週の IOL の注文書が印刷できます。



メニューより注文書を選択して下さい。次週の症例・使用レンズ・度数・手術日の一覧、及びその下方に使用レンズの集計が一覧表示されます。

注文書

ALL

No	ID	名前	術側	IOL	度数	日付
1	00000001	AA AA	L	ZCB00V	18.5	9/10
2	00000002	BB BB	R	ZA9003	26.5	9/11
3	00000003	CC CC	L	SN60WF	20.0	9/11
4	00000004	DD DD	R	ZCB00V	5.0	9/11
5	00000005	EE EE	R	SN60WF	21.5	9/11
6	00000006	FF FF	R	ZCB00V	22.0	9/11
7	00000007	GG GG	R	ZCB00V	22.5	9/11
8	00000008	HH HH	L	SN60WF	24.0	9/11
9	00000009	II II	L	SN60WF	14.0	9/11
10	00000010	JJ JJ	R	ZCB00V	17.0	9/11
11	00000011	KK KK	L	ZCB00V	27.0	9/11
12	00000012	LL LL	L	ZCB00V	20.5	9/11
13	00000013	MM MM	R	SN60WF	14.0	9/11
14	00000020	NN NN	R	ZCB00V	20.0	9/11
15	00000021	OO OO	L	SN60WF	13.0	9/11

No	IOL	度数	枚数	過不足	BK2	BK_IOL	BK_IOL2
1	ZCB00V	18.5	1	3	2	ZA9003	SN60WF
2	ZA9003	26.5	1				
3	SN60WF	20.0	1	2	1	ZA9003	
4	ZCB00V	5.0	1	-1	0	ZA9003	SN60WF
5	SN60WF	21.5	1	1		ZA9003	
6	ZCB00V	22.0	1	2	4	ZA9003	SN60WF
7	ZCB00V	22.5	1	8	3	ZA9003	SN60WF
8	SN60WF	24.0	1	1		ZA9003	
9	SN60WF	14.0	2	-2		ZA9003	
10	ZCB00V	17.0	1	2	2	ZA9003	SN60WF
11	ZCB00V	27.0	2	-2	0	ZA9003	SN60WF
12	ZCB00V	20.5	1	6	6	ZA9003	SN60WF
13	ZCB00V	20.0	2	-1	3	ZA9003	SN60WF
14	SN60WF	13.0	1	-1		ZA9003	
15	SN60WF	18.5	1	1	1	ZA9003	
16	ZCB00V	23.5	1	6	3	ZA9003	SN60WF
17	SN60WF	26.0	1	1		ZA9003	
18	ZCB00V	13.5	1	-1	0	ZA9003	SN60WF
19	SN60WF	15.5	1	-1		ZA9003	
20	ZCB00V	28.0	1	-1	0	ZA9003	SN60WF

ALL						
ZCB00V SN60WF						
パワー	残	済	残	済	%	予測
10.0	5				00.5	1
10.5	3				00.3	0
11.0					00.0	0
11.5	8				00.7	1
12.0	3		1		00.4	0
12.5	3				00.3	
13.0	13				01.2	1
13.5	6				00.5	1
14.0	6		1		00.6	1
14.5	10		2		01.1	1
15.0	12				01.1	1
15.5	2	11			01.0	1
16.0	1	11	1		01.1	1
16.5	2	13	2	1	01.3	1
17.0	3	16	2	1	01.5	2
17.5	1	20	2	2	02.0	2
18.0	2	20	2	3	02.1	2
18.5	4	34	2	5	03.5	4
19.0	4	31	2	2	03.0	3
19.5	7	56	4	8	05.8	6
20.0	1	66	3	9	06.8	7
20.5	7	76	6	12	08.0	8
21.0	7	79	2	15	08.5	9
21.5	6	94	2	17	10.1	10
22.0	3	80	4	10	08.2	8
22.5	9	74	3	12	07.8	8
23.0	5	38	2	11	04.5	5
23.5	7	47	3	7	04.9	5
24.0	5	35	2	9	04.0	4
24.5	1	16	3	7	02.1	2
25.0	3	14	3	2	01.5	2
25.5	1	14	3	2	01.5	2
26.0	3	13	2	1	01.3	1
26.5				1	00.1	0
27.0		5		3	00.7	1
27.5		6			00.5	1
28.0		2			00.2	0
28.5		2			00.2	0
29.0					00.0	0
29.5		1			00.1	0
30.0		1			00.1	0
他		11			01.0	1
合計	84	955	55	145	139	103
総計	1039	0	200	0	1239	0
ZCB00V SN60WF						

使用予定の IOL の使用済数の背景が青になる

IOL のパワー交換の際に次週使う IOL の使用済数の背景が青になりますのでどの IOL は交換に出さない方が良いか分かりやすくなります。

また。右側には IOL の在庫状況と使用予定レンズ、バックアップレンズを考慮した注文書が表示されます。印刷ボタンを押すと印刷が可能です。全自動で注文書を作成するには IOL マスタ画面でバックアップレンズや補正データなどを詳細に入力しておく事が大切です。なお、製造範囲外の IOL がある場合は強調表示され印刷ボタンを押すと注文書から削除されます。また、タイトルの「眼内レンズ注文書」の文字をクリックすると注文数を直接クリックして修正できます。下方の連絡事項はクリックして自由に編集可能です。

眼内レンズ注文書 1 / 2

プリンター: Canon MF229dw (FA0) 発注日: 2018/09/06

御発注元: 様 御担当者: 様 発注先: 外来

納入日: 9 月 9 日 (日) PM 4 時 必着

「含予備1枚」は使用予定枚数に予備1枚を加算した枚数です

型番	ディオプター	数量	オペ日	備考
ZA9003	26.5	1	9/11	含予備1枚
ZCB00V	5.0	2	9/11	製造範囲外 注文不可
ZA9003	4.5	2	9/11	製造範囲外 注文不可
SN60WF	5.0	2	9/11	パワー交換
SN60WF	14.0	3	9/11	パワー交換
ZA9003	13.5	2	9/11	上記のバックアップ
ZCB00V	27.0	3	9/11	パワー交換
ZA9003	26.5	2	9/11	上記のバックアップ
SN60WF	27.0	2	9/11	パワー交換
ZCB00V	20.0	2	9/11	パワー交換
SN60WF	13.0	2	9/11	パワー交換

連絡事項 注文確認後に折り返し、確認済FAX送信をお願いします

御注文時間 平日(土・日・祝日は除く) 午前9時～午後2時半

TEL FAX

眼内レンズ注文書 1 / 2

プリンター: Canon MF229dw (FA0) 発注日: 2018/09/06

御発注元: 出北オプティカル 様 御担当者: 平嶋 智之 様 発注先: 外来

納入日: 9 月 9 日 (日) PM 4 時 必着

「含予備1枚」は使用予定枚数に予備1枚を加算した枚数です

型番	ディオプター	数量	オペ日	備考
ZA9003	26.5	2	9/11	含予備1枚
ZCB00V	5.0	2	9/11	製造範囲外 注文不可
ZA9003	4.5	2	9/11	製造範囲外 注文不可
SN60WF	5.0	2	9/11	パワー交換

眼内レンズ注文書の文字をクリックすると注文数を直接修正できます

下方の発注先情報は IOL マスタの左上の IOL 仕入先設定ボタンを押して表示される画面で入力しておいて下さい。

パワー

メニュー

メニュー
注文書
シール台紙
手術入力
IOLマスタ
初期設定

IOLマスタ

IOL仕入先設定

IOLメーカー IOL型番

IOL発注元・仕入先設定

仕入先 ▲ ▼

(株) リイツメディカル 宮崎営業所

宮崎市清武町木原字八反増5583番6

0985-64-5055

0985-64-5056

外来

追加 更新 削除

No	仕入先	仕入先住所	仕入先電話	仕入先FAX	納入先	備考
1	(株) リイツメディカル 宮崎営業所	宮崎市清武町木原字八反増5583番6	0985-64-5055	0985-64-5056	外来	

発注元・担当者名設定は初期設定画面から行って下さい。

保存

上方の発注元情報は初期設定画面の下の方に入力して保存して下さい。

初期設定

初期設定を行って下さい。

初期化

IOL管理データを保存(または新規作成)するフォルダを指定して下さい

¥在庫管理

貴医療機関名

Idekita Eye Clinic

貴医療機関のロゴファイルを指定して下さい ☐ ロゴ表示 不要・無し

¥logo.png

IOL発注元(コンタクト法人または施設名) IOL発注担当者名

手術日 ☐ 日 ☐ 月 ☒ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

ライセンス有効期限: 2018/10/13 Ver.1.0.0.32

設定

眼内レンズ注文書の画面が消え次週の予定・使用予定 IOL 一覧・残数が見やすくなる

これにより、注文書に必要な事項が印刷されます。

印刷画面右上の QP はクイック印刷

で印刷プレビュー画面が表示され

ません。PV はプレビュー画面が表示されます。ま

たチェックボックス ☐ のチェックを外すと、眼内レ

ンズ注文書のみ表示が消え。交換

IOL を決定するのに便利です。

☒ QP ☒ 印刷

☐ PV ☐ 印刷

0~26.0D Idekita Eye Clinic Composed by Tomo@IEC

注文書

No	ID	名前	性別	IOL	度数	日付
1	00000001	AA AA	L	ZCB00V	18.5	9/10
2	00000002	BB BB	R	ZAB000	20.5	9/11
3	00000003	CC CC	L	SNB00F	20.0	9/11
4	00000004	DD DD	R	ZCB00V	5.0	9/11
5	00000005	EE EE	R	SNB00F	21.5	9/11
6	00000006	FF FF	R	ZCB00V	22.0	9/11
7	00000007	GG GG	R	ZCB00V	22.5	9/11
8	00000008	HH HH	L	SNB00F	24.0	9/11
9	00000009	II II	L	SNB00F	14.0	9/11
10	00000010	JJ JJ	R	ZCB00V	17.0	9/11
11	00000011	KK KK	L	ZCB00V	27.0	9/11
12	00000012	LL LL	L	ZCB00V	20.5	9/11
13	00000013	MM MM	R	SNB00F	14.0	9/11
14	00000020	NN NN	R	ZCB00V	20.0	9/11
15	00000021	OO OO	L	SNB00F	19.0	9/11


No	IOL	度数	枚数	過不足	BK2	BKJOL	BKJOL2
1	ZCB00V	18.5	1	9	2	ZAB000	SNB00F
2	ZAB000	20.5	1				
3	SNB00F	20.0	1	2	1	ZAB000	SNB00F
4	ZCB00V	5.0	1	-1	0	ZAB000	SNB00F
5	SNB00F	21.5	1	1		ZAB000	SNB00F
6	ZCB00V	22.0	1	2	4	ZAB000	SNB00F
7	ZCB00V	22.5	1	8	3	ZAB000	SNB00F
8	SNB00F	24.0	1	1		ZAB000	SNB00F
9	SNB00F	14.0	2	-2		ZAB000	SNB00F
10	ZCB00V	17.0	1	2	2	ZAB000	SNB00F
11	ZCB00V	27.0	2	-2	0	ZAB000	SNB00F
12	ZCB00V	20.5	1	-1	0	ZAB000	SNB00F
13	ZCB00V	20.0	2	-1	0	ZAB000	SNB00F
14	SNB00F	19.0	1	-1		ZAB000	SNB00F
15	SNB00F	18.5	1	1	1	ZAB000	SNB00F
16	ZCB00V	25.5	1	6	0	ZAB000	SNB00F
17	SNB00F	26.0	1	1		ZAB000	SNB00F
18	ZCB00V	13.5	1	-1	0	ZAB000	SNB00F
19	SNB00F	15.5	1	-1		ZAB000	SNB00F
20	ZCB00V	28.0	1	-1	0	ZAB000	SNB00F

合計 04 955 55 145 139 100

ZCB00V SNB00F

IOL バーコードシール貼付台紙印刷

メニューよりシール台紙を選択して下さい。



IOL バーコード貼付台紙印刷画面が起動します。

IOL/バーコードシール貼付台紙印刷

☑ 数字表示 Canon MF229dw (FAX) IOL使用記録(9/11) 前 次 印刷 QP PV Idekita Eye Clinic

順番	氏名	度数	IOLシール	ID	術側
1	BB BB	26.5	ZA9003	00000002	R
2	CC CC	20.0	SN60WF	00000003	L
3	DD DD	5.0	ZCB00V	00000004	R
4	EE EE	21.5	SN60WF	00000005	R
5	FF FF	22.0	ZCB00V	00000006	R
6	GG GG	22.5	ZCB00V	00000007	R
7	HH HH	24.0	SN60WF	00000008	L
8	II II	14.0	SN60WF	00000009	L

手術日が複数ある場合は手術日毎に印刷できます。手術日を変更する場合は上方の前・次ボタンで日付を変更して下さい。なお、バーコードフォントがインストールされていないと一覧表は印刷できませんのであらかじめ CODE39 フォ

ントをダウンロードインストールしておいて下さい。

<https://www.technical.jp/barcode/font/>

















の下の方からダウンロードできます。

■ダウンロードファイル


ご利用のPCを管理者権限でログイン後、以下からご利用になりたいコードを右クリックして、「対象をファイルに保存..」等を利用して、PCに保存の上、フォントのインストールを行ってください。（保存する際のファイル名は、例：code39.ttfのように拡張子を**ttf**にしてください）
※フォントのダウンロードや、インストールに関するご質問はご遠慮願います。

1. **CODE39**（ファイルサイズ：約17KB）
2. **CODE128用**（ファイルサイズ：約17KB）
3. **NW7用**（ファイルサイズ：約16KB）

下のようなバーコード表記の IOL バーコード貼付台紙が印刷できますのでここに使用済 IOL バーコードシールを貼り付け、手術後にバーコードスキャナで読みとり IOL 管理にお役立て下さい。

IOL使用記録(9/11)					
1 / 3 Idekita Eye Clinic					
IDと術側のバーコードはリーダーが読み取れないように印刷に替えて下さい					
順番	氏名	度数	IOLシール	ID	術側
1	BB BB	26.5	ZA9003	 00000002	 R
2	CC CC	20.0	SN60WF	 00000003	 L
3	DD DD	5.0	ZCB00V	 00000004	 R
4	EE EE	21.5	SN60WF	 00000005	 R
5	FF FF	22.0	ZCB00V	 00000006	 R
6	GG GG	22.5	ZCB00V	 00000007	 R
7	HH HH	24.0	SN60WF	 00000008	 L
8	II II	14.0	SN60WF	 00000009	 L


このときプリンタ選択が出ますので、印刷するプリンタを選択して下さい。



プリンタを選んで下さい

注文書印刷


プリンタを選択すると印刷ボタンが押せるようになりますので、印刷ボタンを押してプレビュー後印刷して下さい。



Canon MF229dw (Uke)

注文書印刷

パワー別に在庫状況も考慮した推定必要枚数が算出されています。



印刷プレビュー

2018/09/04
Idekita Eye Clinic

ZCB00V 購入内訳書

POWER	枚数	POWER	枚数	POWER	枚数
-7.0	0	9.0	0	25.0	0
-6.5	0	9.5	0	25.5	3
-6.0	0	10.0	0	26.0	0
-5.5	0	10.5	0	26.5	0
-5.0	0	11.0	0	27.0	0
-4.5	0	11.5	2	27.5	2
-4.0	0	12.0	0	28.0	0
-3.5	0	12.5	0	28.5	0
-3.0	0	13.0	4	29.0	0
-2.5	0	13.5	2	29.5	0
-2.0	0	14.0	2	30.0	0
-1.5	0	14.5	3	30.5	0
-1.0	0	15.0	4	31.0	0
-0.5	0	15.5	0	31.5	0
0.0	0	16.0	2	32.0	0
0.5	0	16.5	2	32.5	0
1.0	0	17.0	2	33.0	0
1.5	0	17.5	5	33.5	0
2.0	0	18.0	3	34.0	0
2.5	0	18.5	6	34.5	0
3.0	0	19.0	6	35.0	0
3.5	0	19.5	10	35.5	0
4.0	0	20.0	19	36.0	0
4.5	0	20.5	17	36.5	0
5.0	0	21.0	20	37.0	0
5.5	0	21.5	24	37.5	0
6.0	0	22.0	24	38.0	0
6.5	0	22.5	15	38.5	0
7.0	0	23.0	7	39.0	0
7.5	0	23.5	7	39.5	0
8.0	0	24.0	6	40.0	0
8.5	0	24.5	3		